

Contactos

comercial@wocadi.pt

239 091 713 (chamada para rede fixa nacional)



Visite o nosso Website e Redes Sociais
através do QR Code acima



Simples. Fíavel. Eficaz



Fora 6 Connect

Colesterol | Ácido úrico | Glucose | Hematócrito | Hemoglobina | Corpos Cetónicos

Uso Profissional e Autocontrolo



Faça mais com menos

Pequeno, eficaz, seguro

App iFora HM

- Consulte o histórico de resultados
- Acompanhe padrões e tendências
- Exporte os resultados obtidos



Tire mais partido do equipamento

↔ **Largura** ↕ **Altura**
59,4 mm 89,8 mm

Destaques do Equipamento

Tecnologia de Absorção da Amostra Inovadora

O sangue passa por um ponto de detecção para evitar leituras erradas devido a amostra insuficiente de sangue.

Efetua a medição de 6 parâmetros

Colesterol Total | Ácido Úrico | Hemoglobina Total
Glucose | Hematócrito | Corpos Cetônicos

Pequeno volume de amostra

Com o equipamento Fora 6 Connect, a recolha da amostra será fácil!
O máximo de amostra necessária é de 3 uL para o Colesterol Total.

Tecnologia avançada de 5 elétrodos

Esta tecnologia utiliza um eletrodo de correção que, juntamente com um algoritmo interno aos dispositivos, permite compensar os valores de glicose no sangue em amplas gamas de níveis de hematócrito, bem como, fatores externos comuns, como variações de altitude e temperatura.



Reagentes Disponíveis

Fora 6 – Colesterol Total

- Volume de amostra – 3 uL
- ⌚ Tempo de reação – 60 segundos

Caixa com 10 tiras-teste



Fora 6 – 3 em 1

- Volume de amostra – 0,5 uL
- ⌚ Tempo de reação – 05 segundos

Caixa com 25 tiras-teste



Fora 6 – Ácido Úrico

- Volume de amostra – 1 uL
- ⌚ Tempo de reação – 15 segundos

Caixa com 10 tiras-teste



Fora 6 – Corpos Cetônicos

- Volume de amostra – 0,8 uL
- ⌚ Tempo de reação – 10 segundos

Caixa com 10 tiras-teste



Também disponível - Glucose em separado

Fora 6 – Glucose
Caixa com 50 tiras-teste

