



+ 351 239 091 713
(Chamada para rede fixa nacional)

Dias úteis das 9h00 às 18h00

Visite o nosso Website em: www.wocadi.pt



BK 120

Uma nova geração Point-of-care

2 Metodologias

Imunofluorescência & Química Seca

Parâmetros

Exclusivos



50+ Parâmetros

Divididos por 10 Categorias

BK120

ANALISADOR BIOQUÍMICO



Testagem Rápida, Fácil de Operar

Imprime os resultados em 10 segundos



2 Metodologias de Análise

Parâmetros analisados através de Química Seca e outros com recurso a imunofluorescência



Calibração Inteligente

Com compensação automática da temperatura



Baixa Manutenção

Sem sistema de fase líquida. Baixos custos de manutenção.



Visite o nosso website em: www.wocadi.pt

Wocadi
World Care & Diagnostics





+ 351 239 091 713
(Chamada para rede fixa nacional)

Dias úteis das 9h00 às 18h00

Visite o nosso Website em: www.wocadi.pt



● Impressora Incorporada

Imprima os resultados quando e onde quiser

● Equipado com Câmera

Identifica, rápida e automaticamente, o teste que irá ser realizado através do QR Code presente na caixa do reagente.

● Interface USB

Suporta diversos modos de transmissão de dados

● Bateria Integrada

Duração até 8 horas

Exemplo de realização de teste



Especificações Técnicas

Peso: ≤750g

Dimensões: 210 mm (comprimento) × 90 mm (largura) × 60 mm (altura)

Amostras compatíveis: Sangue Capilar, Sangue Venoso, Urina, Soro, Plasma



Visite o nosso website em: www.wocadi.pt

Wocadi
World Care & Diagnostics





+ 351 239 091 713
(Chamada para rede fixa nacional)

Dias Úteis das 9h00 às 18h00

Visite o nosso Website em: www.wocadi.pt

Categoria	Abreviatura	Parâmetro	Metodologia
Cardiovascular	cTnI	Troponina I cardíaca	Imunofluorescência
	(hs)cTnI	Troponina I cardíaca (Alta Sensibilidade)	Imunofluorescência
	cTnT	Troponina T cardíaca	Imunofluorescência
	NT-proBNP	Porção N-terminal do péptido natriurético tipo B	Imunofluorescência
	DD	D-Dímero	Imunofluorescência
	cTnI/CK-MB/Myo	Troponina cardíaca I + Creatina Quinase-MB +	Imunofluorescência
Inflamação / Infeção	CRP	 Proteína C Reativa (Gama Completa)	Imunofluorescência
	PCT	Procalcitonina	Imunofluorescência
	SAA/CRP	Proteína Sérica Amiloide A + Proteína C Reativa	Imunofluorescência
	PCT/IL-6	Procalcitonina + Interleucina – 6	Imunofluorescência
Função Tiroide	FT3	 Tri-iodotironina Livre	Imunofluorescência
	FT4	 Tiroxina Livre	Imunofluorescência
	TSH	 Hormona Estimuladora da Tiroide	Imunofluorescência
	FT3/FT4/TSH Combo	 Tri-iodotironina Livre + Tiroxina Livre + Hormona Estimuladora da Tiroide	Imunofluorescência
Metabolismo	Vitamina D (25-OH-VD)	 25-hidroxivitamina D	Imunofluorescência
Função Renal	UA	 Ácido Úrico	Química Seca
	UA/Cre/Ureia	 Ácido Úrico + Creatinina + Ureia	Química Seca
	Cre/MAU (2 em 1)	 Creatinina + Microalbumina	Química Seca + Imunofluorescência
Função Hepática	AST / ALT	 Aspartato Aminotransferase (GOT) + Alanina Aminotransferase (GPT)	Química Seca
Diabetes	Glu	 Glucose	Química Seca
	HbA1c	 Hemoglobina Glicada	Imunofluorescência
	Glu / HbA1c (2-em-1)	 Glucose + Hemoglobina Glicada	Química Seca + Imunofluorescência
Perfil Lipídico	TG / CT / C-HDL / C-LDL	 Triglicerídeos + Col. Total + Col. HDL + Col. LDL	Química Seca
Fertilidade	PROG	Progesterona	Imunofluorescência
	TES	Testosterona	Imunofluorescência
	E2	Estradiol	Imunofluorescência
	PRL	Prolactina	Imunofluorescência
	LH	Hormona luteinizante	Imunofluorescência
	FSH	 Hormona folículo-estimulante	Imunofluorescência
	β-HCG	 Gonadotrofina Coriônica Humana	Imunofluorescência
Anemia	Ferritina	 Ferritina	Imunofluorescência
	HB	 Hemoglobina	Química Seca
Outros	Glu / UA / TG / TC combo	 Glucose + Triglicerídeos + Ácido Úrico + Col. Total	Química Seca



Visite o nosso website em: www.wocadi.pt

Wocadi
World Care & Diagnostics

